

BRAUN

Manual nasal aspirator 1 BNA050US

Contact Us

Questions or Comments?

Call us toll-free at: 1-800-327-7226

E-mail: ConsumerRelations@HelenofTroy.com

www.BraunHealthcare.com

Certain trademarks used under license from The Procter & Gamble Company or its affiliates.

English



Please read all the instructions before using the Braun Manual nasal aspirator, especially this basic safety information.

- The manual nasal aspirator is designed to clean/extract nasal secretions only. **DO NOT** use the device for purposes other than those stated in these instructions for use.
- Keep out of reach of children under 12 years.
- **DO NOT** expose the Braun Manual nasal aspirator to direct sunlight.
- This device is designed for home use only. Consult a doctor if the child is suffering from an upper respiratory infection.
- **DO NOT** use other nozzles than those supplied with this device.
- Only use Braun Single use nasal aspirator filters with this device.
- **DO NOT** reuse filters.

Limited one year warranty

You should first read all Instructions before attempting to use this product.

- A. This 1 year limited warranty applies to repair or replacement of product found to be defective in material or workmanship. This warranty does not apply to damage resulting from commercial, abusive, unreasonable use or supplemental damage. Defects that are the result of normal wear and tear will not be considered manufacturing defects under this warranty. KAZ IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction. This warranty applies only to the original purchaser of this product from the original date of purchase.
- B. At its option, Kaz will repair or replace this product if it is found to be defective in material or workmanship.
- C. This warranty does not cover damage resulting from any unauthorized attempts to repair or from any use not in accordance with the instruction manual.

Call us toll-free at 1-800-327-7226, e-mail: ConsumerRelations@HelenofTroy.com, or visit our website at: www.BraunHealthcare.com. Please be sure to specify a model number.

NOTE: IF YOU EXPERIENCE A PROBLEM, PLEASE CONTACT CONSUMER RELATIONS FIRST OR SEE YOUR WARRANTY. DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE ORIGINAL PLACE OF PURCHASE.

Device specifications

Model	BNA050US
Operating temperature	50 – 104 °F
Storage temperature	-13 – 131 °F
Operation & storage relative humidity	≤95 % R.H. non-condensing
Service life	5 years
Warranty	1 year



Consult Instructions for Use



Storage temperature



95%

Single-use filter specifications

Model	BNF040US
Operating temperature	50 – 104 °F
Storage temperature	-13 – 131 °F
Operation & storage relative humidity	≤95 % R.H. non-condensing



Single use



Select nose tip for child based on nostril size



Ensure filter is in place and chamber is securely screwed together



Insert nose tip into child's nostril to create a seal



Use mouthpiece to suck out mucus



After use, dispose of filter



Disassemble and clean in sink or dishwasher. Top rack only



Disassemble and boil for 15 minutes or disinfect tube and other components with rubbing alcohol



Place new filter in filter holder



CHOKING HAZARD - May contain small detachable parts, keep out of reach of children under 3 years

Español



Lea todas las instrucciones antes de usar el aspirador nasal manual de Braun, especialmente esta información de seguridad básica.

- El aspirador nasal manual está diseñado para limpiar/extraer secreciones nasales solamente. No utilice este dispositivo para fines distintos a los establecidos en estas instrucciones de uso.
- Mantener fuera del alcance de niños menores de 12 años.
- **NO** exponga el aspirador nasal manual a la luz solar directa.
- Este dispositivo está diseñado sólo para uso doméstico. Consulte a su doctor si el niño sufre de una infección de las vías respiratorias superiores.
- **NO** use otras boquillas que las suministradas con este dispositivo.
- Utilice únicamente los filtros de aspirador nasal de un sólo uso de Braun con este dispositivo.
- **NO** reutilice los filtros.

Garantía limitada de un año

Antes de usar este producto, por favor lea completamente las instrucciones.

A. La presente garantía limitada de 1 año cubre la reparación o reemplazo del producto si éste presenta un defecto de fábrica o de mano de obra. Esta garantía excluye todo daño resultante del uso comercial, abuso o inadecuado del producto, o de daños asociados. Los defectos resultantes del desgaste normal no se consideran defectos de fábrica en virtud de la presente garantía. KAZ NO SERÁ CONSIDERADA RESPONSABLE DE DAÑOS FORTUITOS O INDIRECTOS DE NINGÚN TIPO. TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE CALIDAD COMERCIAL O DE CONVENIENCIA CON UN FIN ESPECÍFICO RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO TENDRÁ LA MISMA VIGENCIA QUE LA PRESENTE GARANTÍA. En ciertos lugares no se permite la exclusión o limitación de daños fortuitos o indirectos, ni los límites de duración aplicables a una garantía implícita. Por consiguiente, es posible que estas limitaciones o exclusiones no se apliquen en su caso. Esta garantía le confiere ciertos derechos legales específicos. Es posible que usted también tenga otros derechos legales, lo que varían según la jurisdicción. La presente garantía solo es válida para el comprador inicial del producto a partir de la fecha de compra.

B. A su discreción, Kaz reparará o reemplazará el presente producto si se constata que presenta un defecto de fábrica o de mano de obra.

C. Esta garantía no cubre los daños ocasionados por tentativas de reparación no autorizadas o por todo uso que no esté en concordancia con el presente manual.

Llámenos lada gratuita al 1-800-327-7726, correo electrónico: ConsumerRelations@HelenofTroy.com, o visite nuestro sitio web en: www.BraunHealthcare.com. Por favor, asegúrese de especificar un número de modelo.

NOTA: EN CASO DE PROBLEMA, POR FAVOR CONTÁCTE PRIMERO SERVICIO AL CLIENTE O CONSULTE LA GARANTÍA. NO DEVUELVA EL PRODUCTO LUGAR ORIGINAL DE COMPRA.

Especificaciones del Dispositivo

Modelo	BNA050US
Temperatura de funcionamiento	50 – 104 °F
Temperatura de almacenamiento	-13 – 131 °F
Humedad relativa de funcionamiento y de almacenamiento	≤95% de HR, sin condensación
Vida útil	5 años
Garantía	1 año



Véanse las instrucciones de uso



Temperatura de almacenamiento



95%

Especificaciones de filtro de un sólo uso

Modelo	BNF040US
Temperatura de funcionamiento	50 – 104 °F
Temperatura de almacenamiento	-13 – 131 °F
Humedad relativa de funcionamiento y de almacenamiento	≤95% de HR, sin condensación

1

Un sólo uso



1
Seleccione la punta nasal para el niño en función del tamaño de la fosa nasal.



2
Asegúrese que el filtro esté en su lugar y que la cámara esté firmemente atornillada.



3
Inserte la punta nasal en la fosa nasal del niño para crear un sello.



4
Use la boquilla para succionar el moco.



5
Después de utilizar, deseché el filtro.



6
Desmonte y limpie en el fregadero o lavavajillas. Sólo en la canastilla superior.



6B
Desmonte y hierva durante 15 minutos o desinfecte el tubo y otros componentes con alcohol.



7
Coloque un filtro nuevo en el soporte del filtro.



PELIGRO DE ASFIXIA - Puede contener piezas pequeñas desmontables, mantenga fuera del alcance de niños menores de 3 años de edad.

Helen of Troy

Distributed by:
Kaz USA, Inc., a Helen of Troy Company
400 Donald Lynch Blvd., Suite 300
Marlborough, MA 01752

© 2021, All rights reserved.
BNA050US
P/N A004962R1 23MAR21



Printed in China

BRAUN